

Compat® Adapter Enfit® transition kit



- Les sets de transition Compat® ENFit® rendent les systèmes d'administration ENFit® compatibles avec les connecteurs non ENFit®
- Le set se compose de 2 adaptateurs permettant de rendre les systèmes d'administration ENFit® (systèmes par gravité et systèmes d'administration associés à différentes pompes d'alimentation, par exemple Compat® Ella) compatibles pour le raccordement avec des connecteurs non ENFit®:
 - Adaptateur 1 : Pour le raccordement des sets d'administration ENFit® aux sondes avec connecteur ENLock / en entonnoir
 - Adaptateur 2 : Pour le raccordement des seringues Luer/Oral et ENLock au port de médication ENFit®
- Pour les deux adaptateurs :
 - Ne pas utiliser plus de 24 heures
 - Usage exclusivement entéral. Ne pas utiliser par voie intraveineuse
 - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Attention: le connecteur peut être contaminé et ne plus fonctionner correctement après usage et en cas de réutilisation
- Sans DEHP, sans PHT, sans latex, non stérile

