

## Anios' clean Excel D Bidon 5L



### Indications d'Anios'Clean Excel D:

- Nettoyage et pré-désinfection des instruments médico-chirurgicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et des équipements endoscopiques.
- Collecte d'instruments sales.

### Caractéristiques d'Anios'Clean Excel D:

- Détergent et désinfectant pour réduire le risque de formation de biofilm à la surface des instruments médicaux.
- Activité antimicrobienne à large spectre pour réduire le risque de contamination croisée et assurer la sécurité du personnel.
- Efficacité antimicrobienne démontrée, y compris sur MRB et HRB.

- Formule efficace en eau douce et dure.
- Formulation non corrosive compatible avec de nombreux matériaux.
- Amélioration du profil écotoxicologique: réduction des émissions de GES \* de 47% par rapport à un produit pour la même application.
- Se rince bien.
- Peut être utilisé dans le réservoir d'immersion ultrasonique.
- Solution claire et bleue
- pH pur: 7
- PH à 0,5% dans l'eau du robinet: 7,4
- PH à 0,5% dans l'eau adoucie: 8,3
- Parfum de citron