


Comprimés de nettoyage pour Propulse® Ear Irrigator Boîte de 200



• Comprimés Propulse® CHLORCLEAN®, solution de nettoyage à concentration appropriée, recommandée par le fabricant. L'utilisation régulière d'une solution trop forte endommagera l'irrigateur auriculaire Propulse®, l'utilisation d'une solution trop faible entraînera un

lessivage inefficace des oreilles et une désinfection inadéquate.

• Ils sont faciles et efficaces à utiliser et fournissent une force mesurée / spécifique de la solution de nettoyage qui est sûre et respectueuse des pièces Propulse®