

Tapis de chute avec bords biseautés Fallsafe



Un tapis antichute est utilisé avec les patients/résidents présentant un risque accru de chute ou de roulement hors du lit pouvant entraîner des blessures. Lors de son utilisation, assurez-vous que l'étiquette « Ce côté vers le bas » se trouve en bas. Placez ensuite le tapis dans le sens de la longueur, le bord droit (non biseauté) étant au niveau du côté du lit du résident.

- Dispositif médical (DM).
- Absorbe 40 à 75 % de l'impact d'une chute
- Le gris clair rend les marques moins visibles
- Le gris clair réduit la perception de « trou noir » pour les patients et les résidents
- Le bord biseauté offre un profil bas qui permet aux patients de monter et descendre plus facilement
- La mousse haute densité offre un meilleur équilibre en position debout/en marchant sur le tapis
- Pliable en 3 avec poignée pour un rangement facile
- Facile à nettoyer
- Le dessous antidérapant maintient le tapis en place
- Le dessous du tapis de chute est doté d'un renfort

intégré qui empêche les bords de s'enrouler et permet au tapis de rester parfaitement à plat sur le sol, même après une utilisation prolongée.

- Ignifuge : BS 5852-EN1021-2
- Composition :
 - Dessus :
 - * Mousse EVA
 - * Cuir artificiel (75 % polyéthersulfone, 25 % coton)
 - Dessous :
 - * 100 % polyester
 - * Revêtement : 100 % PVC
- Dimensions :
 - Longueur : 179,5 cm
 - Largeur : 97 cm
 - Épaisseur : 3 cm
- Dimensions plié :
 - Longueur : 61 cm
 - Largeur : 97 cm
 - Épaisseur : 9 cm
- Poids : 3,1 kg

