

## Aniosyme XL3 détergent pré-désinfectant Flacon doseur de 1 L



- Détergent enzymatique pré-désinfectant
- Pour le nettoyage renforcé et pré-désinfection des dispositifs médicaux, du matériel endoscopique et de l'instrumentation médico-chirurgicale
- Permet également le nettoyage en bacs à ultra-sons et le ramassage de l'instrumentation souillée
- Propriétés microbiologiques:
  - bactéries: EN 1040, EN 13727, EN 14561, BMR selon EN 13727: 5 min. à 0,5%
  - mycobactéries: M. terrae: EN 14348, EN 14563: 60 min. à 0,5%; 30 min. à 1%; 15 min. à 2%
  - levures: EN 1275, EN 13624, EN 14562: 5 min.
  - virus: selon EN 14476+A1; PRV (virus modèle HBV); BVDV (virus modèle HCV); herpes virus, vaccinia virus: 5 min. à 0,5%