

Compat® Adapter Enfit® Transition set



- De Compat® adapter ENFit® transition sets maken ENFit® toedieningssystemen compatible met niet ENFit® connectoren
- De set bestaat uit 2 adapters die het mogelijk maken om ENFit® toedieningssystemen (zwaartekracht systemen en toedieningssystemen behorende bij verschillende voedingspompen, bijvoorbeeld Compat® Ella) compatible te maken voor koppeling met niet ENFit® connectoren:
 - Adapter 1: Voor het koppelen van ENFit® toedieningssets met sondes met ENLock/ trechtervormige connector
 - Adapter 2: Voor het koppelen van Luer/Oral en ENLock

spuiten met de ENFit® medicatiepoort

- Voor beide adapters geldt:
 - Niet langer dan 24 uur gebruiken
 - Uitsluitend voor enteraal gebruik. Niet voor intraveneus gebruik.
 - Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
- Let op: De connector kan gecontamineerd raken en daardoor niet meer naar behoren functioneren na gebruik en in geval van hergebruik
- DEHP-vrij, PHT-vrij, latex-vrij, niet-steriel

