

Fallsafe anti-val tapijt met afgeschuinde hoeken



Een anti-val tapijt wordt gebruikt bij patiënten/bewoners die een verhoogd risico lopen om te vallen of uit bed te rollen en letsel op te lopen. Zorg er bij gebruik voor dat het label "Deze kant naar beneden" aan de onderkant zit. Leg de mat vervolgens in de lengterichting, met de rechte rand (niet afgeschuind) gelijk met de zijkant van het bed van de bewoner.

- Medisch hulpmiddel (MD).
- Absorbeert 40 tot 75% van de impact van een val
- Lichtgrijs maakt vlekken minder zichtbaar
- Lichtgrijs vermindert de perceptie van een "zwart gat" voor patiënten en bewoners
- Afgeschuinde rand zorgt voor een laag profiel waardoor patiënten gemakkelijker op en af kunnen stappen
- Schuim met hoge dichtheid zorgt voor een betere balans als u op de mat staat of loopt
- Opvouwbaar in 3 met handvat voor eenvoudig opbergen
- Gemakkelijk schoon te maken
- Antislip onderkant houdt mat op zijn plaats
- De onderkant van de valmat heeft een geïntegreerde

versteviging die voorkomt dat de randen omkrullen en waardoor de mat perfect vlak op de vloer blijft liggen, zelfs na langdurig gebruik.

- Brandvertragend: BS 5852-EN1021-2
- Samenstelling:
 - Bovenkant:
 - * EVA-schuim
 - * Kunstleer (75% polyethersulfon, 25% katoen)
 - Onderkant:
 - * Polyester
 - * 100% polyester
 - * Hoes: 100% PVC
- Afmetingen:
 - Lengte: 179,5 cm
 - Breedte: 97 cm
 - Dikte: 3 cm
- Afmetingen ingeklapt :
 - Lengte: 61 cm
 - Breedte: 97 cm
 - Dikte: 9 cm
- Gewicht: 3.1 kg

