

Bedhek Modulo Identités



- Met onze Modulo-bedstang kunt u iemand veilig in bed houden.
- De steunen van de stang worden tussen de lattenbodem en de matras geplaatst.
- Ze zijn voorzien van extra banden en bevestigingen voor de andere kant van het bed.
- De stang kan worden weggeklapt door eenvoudig op de 2 middelste stangen te drukken.
- Frame van staal en polyethyleen met schuimrubberen handgrepen.
- Lengte van de beugel: 90 cm, hoogte ten opzichte van de onderkant van de matras: 41 cm.
- Afmetingen van het frame onder de matras: 90 x 40 cm.
- Veiligheidsriem verstelbaar tot een matrasbreedte van 170 cm.

