

L-Mesitran Soft Gel antibactérien pour plaies Tube de 15 g



- L-Mesitran Soft Gel est un gel cicatrisant antibactérien à base de miel et s'utilise pour le traitement des plaies chroniques
- En cas de plaies chroniques, escarres, ulcères de stase veineuse, plaies cancéreuses, plaies infectées aiguës, plaies chirurgicales, traumatiques et causées par laser et brûlures (1er et 2e degré)

• Conseils d'utilisation :

- Appliquer directement sur la plaie propre ou la brûlure, en fine couche
- Faites le pansement avec une compresse non tissée.
- Vous pouvez changer le pansement une fois par jour ou tous les 2-3 jours