

## Recharge Dax Clinical pour distributeur automatique Flacon de 700 ml



- Pour distributeur automatique 006.009
- Liquide composé de trois alcools différents, avec de l'éthanol comme composant principal
- Désinfection hygiénique des mains dosée à 75,32% en volume d'alcool
- Agit rapidement et efficacement, sans coller après évaporation
- L'addition de la glycerine et du gaprylyl glycol comme

- ingrédients hydratants, conserve à la peau son humidité naturelle et l'empêche de se dessécher
- Inodore et sans colorant
- Cliniquement testé pour les soins quotidiens
- Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Autorisation n° BE-REG-01468

Microorganism	Efficacy test	Contact time
Bactericidal effect	EN 1500	30 seconds
	EN 13727	30 seconds
Yeasticidal effect	EN 13624	30 seconds
Virucidal effect	EN 14476	
-Adenovirus		30 seconds
-Murine Norovirus		30 seconds
-Human Rotavirus		30 seconds
Mycobactericidal effect	EN 14348	1 minute