

Mortier en porcelaine pour médicaments



- La forme du mortier et de son pilon ainsi que leur texture rugueuse permet de coincer facilement le médicament et de le broyer sans qu'il ne glisse.
- Une fois le pilon positionné contre le médicament, il suffit simplement d'actionner des rotations, nul besoin de taper le fond du bol.
- Le large manche du pilon permet de le saisir facilement, même en cas de difficulté de préhension ou de dextérité.
- Grâce au bec verseur, versez facilement votre préparation dans un verre d'eau pour prendre facilement vos médicaments.
- Longueur pilon : 14 cm.
- Diamètre mortier intérieur : 11.5 cm.
- Hauteur mortier : 6 cm.