

Molletière néoprène Orthopedic 2180-10



- Tour de mollet de 30 à 50 cm
 - Dispositif conçu pour une utilisation quotidienne lorsqu'une compression est nécessaire pour permettre le mouvement sans pour autant blesser le mollet
 - Orthèse ajustable grâce à ses 3 bandes de fermeture pour faciliter la compression et l'adaptation
 - Elle est accompagnée d'un effet thermique afin de mieux soulager les douleurs, assurant un maintien, une stabilité et l'élimination des tensions
- Utilisation en cas de:
 - Blessures musculaires
 - Post-traumatique
 - Blessure du tibia
 - Entretien:
 - Laver à la main ou en machine à 30° max
 - Ne pas repasser
 - Ne pas mettre au sèche linge