

Flocare adaptateur à bolus



- Connexion pour bolus ou transvasement à partir des packs Nutricia et des bouteilles OpTri, facilitant le versement direct d'un aliment dans une seringue
- L'adaptateur est muni d'un spike supplémentaire pour aspirer l'alimentation par sonde du pack

- Les emballages et les flacons OpTri peuvent être refermés en toute sécurité entre les bolus
- Convient aux patients à domicile
- Convient aux adultes et aux enfants
- Utilisation maximale sur 24 heures