

## Boîte de 5 pansements Biatain Silicone AG, 12,5 x 12,5 cm - Stérile



- Biatain Silicone Ag avec la technologie 3DFit s'adapte au lit de la plaie pour réduire l'accumulation d'exsudat et délivre de l'Ag au lit de la plaie.
- Il a été démontré que Biatain Silicone Ag tue 99,99 % des biofilms matures (*P. Aeruginosa*) et prévient la formation de biofilms (montré in vitro). Les biofilms matures sont définis comme étant présents pendant au moins 24 heures.
- Le pansement est également efficace contre un large spectre de bactéries et de champignons jusqu'à 7 jours.
- Convient aux plaies diabétiques
- Tue 99,99 % des biofilms matures (montré in vitro)
- Se conforme au lit de la plaie et délivre de l'Ag au niveau

du lit de la plaie

- Absorbe verticalement
- Retient l'exsudat
- Usage:

- Biatain Silicone Ag est indiqué pour un large éventail de plaies faiblement à fortement exsudatives présentant un retard de cicatrisation dû à des bactéries ou des plaies à risque d'infection. Cela comprend les plaies aiguës telles que les brûlures au deuxième degré, les sites donneurs, les plaies postopératoires et les plaies traumatiques, ainsi que les plaies chroniques telles que les ulcères de jambe, les escarres et les ulcères du pied diabétique.

