

Accoudoir de confort pour chaise roulante



- Cale de positionnement du bras pour fauteuil roulant
- Se fixe sur l'accoudoir gauche ou droit du fauteuil
- Permet le calage et la décharge de l'avant-bras grâce à sa forme incurvée et sa butée
- Réalisé avec 2 mousses polyéther: l'une plus dense pour la fixation au fauteuil, l'autre plus souple pour la gouttière
- Housse en PRO2+ bi-élastique qui se décontamine avec une lingette ou se lave en machine à 90°C
- Une tirette imperméable permet le déhoussage
- Couleur: bleu nuit
- Dimensions: longueur 43 cm x largeur 15 cm x hauteur 24 cm