

## Tubaflex sonde gastrique PVC RXC CH 12, 100 cm



- Les sondes en PVC sont destinées à une utilisation de courte durée (jusqu'à 5 jours)
- Caractéristiques:
  - Extrémité distale bouclée fermée (2, 4 ou 10 orifices latéraux selon le modèle)
  - Extrémité proximale
- \* Petit godet avec bouchon à code couleur de 4 à 10 Fr

- \* Grand godet sans bouchon de 12 à 20 Fr
- Marquage numérique et centimétrique:
  - \* De 5 à 35 cm pour les code 310 et 311
  - \* De 5 à 70 cm pour le code 312
  - \* De 5 à 75 cm pour le code 391
- Ligne ORX
- Transparent pour visualiser les solutions administrées.