

## Amika Easybag Enfit trousse met cap



Voor een veilige en betrouwbare toediening van sondevoeding en/of vocht via de Amika pomp

- Klassieke, niet-universele trousse
- ENPlus spike bovenaan en ENFit connector onderaan
- Medicatiepoort (driewegkraantje) met ENFit connectie
- Voorzien van een afsluitdopje op het ENFit uiteinde en op de medicatiepoort
- Anti-freeflow: wanneer de trousse uit de pomp wordt gehaald is de klem op de trousse steeds gesloten; dus geen risico op ongecontroleerde toediening van

sondevoeding

- De klem kan verplaatst worden over de lengte van de trousse. Dit laat toe om de afstand tussen pomp en patiënt/voedingszak vrij te kiezen; zorgt voor meer flexibiliteit
- Door de klem te openen kan de trousse gemakkelijk en snel worden gepurgeerd
- Elke 24 u vervangen
- DEHP en latex vrij
- Per stuk steriel verpakt, 30 stuks per doos