

Voorgevulde BD Posiflush XS spuit, 3 ml, blauw Doos met 30



- Individueel steriel verpakt
- Spuiten voorgevuld met 0,9% NaCl voor het spoelen van medische hulpmiddelen voor intravasculaire toegang.
- Vermindering van het risico op infectie door vermindering van het aantal manipulaties.
- BD Posiflush XS voor gebruik op steriel veld (steriel aan de binnen- en buitenkant van de spuit)
- Steriele vloeistof, éénmalig gebruik. Individueel steriel verpakt.