

Dax Clinical Handonsmetting voor automatische dispenser Fles van 700 ml



- Voor automatische dispenser 006.009
- Vloeistof samengesteld uit drie verschillende alcoholen, met ethanol als hoofdbestanddeel
- Hygiënische handonsmetting met een alcoholgehalte van 75,32% per volume
- Werkt snel en efficiënt, zonder te plakken na verdamping
- De toevoeging van glycerine en caprylyl glycol als

hydraterende ingrediënten behoudt de natuurlijke vochtigheid van de huid en voorkomt uitdroging

- Reuk- en kleurloos
- Klinisch getest voor dagelijks verzorgingswerk
- Gebruik biociden voorzichtig. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie.
- Toelating nr BE-REG-01468

Microorganism	Efficacy test	Contact time
Bactericidal effect	EN 1500	30 seconds
	EN 13727	30 seconds
Yeasticidal effect	EN 13624	30 seconds
Virucidal effect	EN 14476	30 seconds
-Adenovirus		30 seconds
-Murine Norovirus		30 seconds
-Human Rotavirus		30 seconds
Mycobactericidal effect	EN 14348	1 minute