

Foley ballon catheters, silicone, F20, 30 ml Doos van 10



- De katheter (zonder guiding catheter) wordt gebruikt voor gecontroleerde blaasontlasting en postoperatieve drainage.
- De katheter bestaat uit een dubbel lumen schacht met een proximale conus trechter, een ventiel en een distale blokkeerballon.
- De kathetergrootte in F/CH en mm wordt op de katheters vermeld, evenals het vulvolume van de ballon.
- De voordelen van silicone boven latex zijn overtuigend: biocompatibel en biostabiel, geen risico van latexallergie, minder risico van katheterkorst in vergelijking met latex.
- Vergeleken met latex katheter, langer gebruik (tot 4 weken voor siliconen katheter/3-5 dagen voor latex katheter)