

Flocare G-Tube CH 16



- De Flocare® G-tube is een siliconen gastrostomiesonde met ballon, ter vervanging van een PEG sonde.
 - Van buitenaf eenvoudig herplaatsbaar in een bestaande gastrostomie.
 - De Flocare G-tube is een stomiesonde. De stomiesonde gaat direct door de buikwand naar de maag. Voordat deze sonde wordt geplaatst, wordt eerst een Flocare PEG -sonde onder verdoving door de buikwand in de maag geplaatst. De Flocare PEG -sonde kan na 6 weken worden vervangen door de Flocare G-tube sonde.
 - Het voordeel van de Flocare G-tube sonde is dat deze sonde voor een lange periode geplaatst kan worden en niet zichtbaar is onder de kleding.
 - Gebruiksadvies
- De Flocare G-tube sonde wordt vaak gebruikt in

combinatie met de Flocare Infinity voedingspomp. Deze voedingspomp is zeer compact en licht in gewicht en draagt bij aan een betrouwbare toediening van de juiste hoeveelheid sondevoeding.

- Producteigenschappen
 - transparante siliconen ballonsonde met radiopaaklijn en cm-markering
 - siliconen externe fixatiedisc voor fixatie en knikvrije buiging van de sonde
 - siliconen interne ballon, inhoud is geprint op ballonventiel
 - ENFit™ aansluiting met afsluitdop
 - quick-release klem
 - latex- en DEHP-vrij